

— BENEWARE · EFR / SPIROMÉTRIE

Spiromètre

EFR au cabinet. BPCO. Asthme.
Apnée du sommeil.

CVF · VEMS

TIFFENEAU

USB + BLUETOOTH

GLQP003

CVF · VEMS

DÉBITS & VOLUMES

ATS /ERS

RAPPORT NORMÉ

2 liaisons

USB ·
BLUETOOTH

01



L'EFR complète au cabinet

CVF, VEMS,
Tiffeneau, CV.

L'exploration
fonctionnelle
respiratoire sans
adresser le patient
— résultat
immédiat.

02



Le poumon du cardiologue

Indispensable
pour **BPCO**,
asthme, **cœur
pulmonaire
chronique**, **apnée
du sommeil**. Le
lien cœur-
poumon, objectif
au cabinet.

03



Connecté & normé

USB et Bluetooth,
logiciel rapport
ATS/ERS.

Comptes rendus
standardisés,
archivables et
reproductibles
d'une visite à
l'autre.



Caractéristiques techniques

MESURES	FORMAT	LOGICIEL	CONFORMITÉ
CVF capacité vitale forcée	Type portable	Rapport ATS / ERS	Marquage CE médical IIA
VEMS volume max 1 s	Embouts jetables	Liaison USB · Bluetooth	Règlement MDR 2017/745
Tiffeneau VEMS / CVF	Usage cabinet	Export PDF	Garantie 2 ans
CV capacité vitale			SAV France · 72 h

INDICATIONS CLINIQUES

- > **BPCO**
Dépistage et suivi du trouble ventilatoire obstructif.
- > **Asthme**
Quantification de l'obstruction et test de réversibilité.
- > **Cœur pulmonaire chronique**
Exploration du retentissement respiratoire de la pathologie cardiaque.
- > **Apnée du sommeil**
Bilan respiratoire d'orientation au cabinet.

COTATION CCAM

GLQP003	EFR / spirométrie	REMB. SÉCU
GLQP004	EFR avec test de réversibilité	REMB. SÉCU

Un acte respiratoire coté, complémentaire de l'activité cardiologique, réalisé en quelques minutes.

— FINANCEMENT —

Préservez votre **trésorerie**. Équipez-vous quand même.

Location financière ou crédit-bail. Zéro apport, loyers 100 % déductibles, consommables et SAV France 72 h inclus.

ENVIE DE LE VOIR TOURNER ?

Démo gratuite

Au cabinet ou en visio · sans engagement